

|                                                        |                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM<br>THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM     | BM/6.6/06/04.00<br>Trang 2/ 2<br>Lần ban hành: 04 / Ngày: 01/11/2019 |
| <b>THÔNG BÁO</b><br><b><i>Chào hàng cạnh tranh</i></b> |                                                                      |

***Phụ lục: Danh sách phụ kiện cần thay thế***

| TT | Danh mục – Độ tinh khiết<br>(Thông số kỹ thuật chính)                                                                                                                                                           | Đơn vị<br>tính | Số<br>lượng | Ghi chú                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. | PM Kit pump<br>(Part number: G1310-68741)                                                                                                                                                                       | Bộ             | 01          | Đã có sẵn phụ kiện thay thế |
| 2. | PM Kit ALS<br>(Part number: G7129-68740)                                                                                                                                                                        | Bộ             | 01          | Đã có sẵn phụ kiện thay thế |
| 3. | Đèn D2-Agilent InfinityLab<br>long-life deuterium DAD/MWD<br>lamp, with RFID<br>(Part Number: 2140-0820)                                                                                                        | Bộ             | 01          |                             |
| 4. | Seal Wash PM kit for 1260<br>Infinity/Infinity II and III pumps.<br>Includes seal wash seals (2 each)<br>and film washers (2 each), two<br>kits each required for Binary<br>pumps<br>(Part Number: G1310-68742) | Bộ             | 01          | Đã có sẵn phụ kiện thay     |
| 5. | Stainless steel (60cm x 0,17mm)<br>(Part Number: G1312-67305)                                                                                                                                                   | Bộ             | 01          | Đã có sẵn phụ kiện thay     |
| 6. | Gradient valve MCGV assembly<br>for Agilent HPLC<br>(Part Number: G1311-67701)                                                                                                                                  | Bộ             | 01          |                             |
| 7. | Tubing, PEEK, 1.6 mm od, 0.13<br>mm id, 1.5 m.<br>(Part Number: 0890-1915)                                                                                                                                      | Bộ             | 01          | Đã có sẵn phụ kiện thay     |